

Hus1B Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Nhy5

Numero articolo: CM0030632

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HUS1B per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la proteina umana HUS1B (~31 kDa) con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi in biologia dei checkpoint e analisi dell'espressione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	HUS1B Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	HUS1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	135458
GeneID	135458
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-278 di HUS1B umano (NP_683762.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NHY5
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio