


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Idrossil-Istone H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Per Wb, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000072



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per l'istone H2A idrossilato alla tirosina 39 (P04908/P0C0S8), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Idrossil-Istone H2A-Y39
Note/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Idrossil-Istone H2A-Y39
Specie	Umano
GeneID (umano)	3012
GeneID	3012/8329
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide idrossilato sintetico intorno a Y39 dell'istone H2A umano (P04908)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio