

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Icam-1/Cd54 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Numero articolo: CM0005476

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ICAM-1/CD54 convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Fondamentale per lo studio dell'adesione e della transmigrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
Note/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM-1/CD54
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	3383
GenelD	15894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 della proteina ICAM-1/CD54 di topo (NP_034623.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio