

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Id4 Per Wb, Elisa - P47928

Numero articolo: CM0018843

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ID4 umano, un regolatore trascrizionale implicato nella crescita cellulare, differenziazione e cancro. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio ID4
Note/Alias	IDB4; bHLHb27; ID4
Specie	Umano
GeneID	3400 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di ID4 umano (NP_001537.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P47928
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio