

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ifluor 594/Abflo 594 Per Db Ed Elisa - If594

Numero articolo: CM0010413

introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio Ifluor 594/ABflo 594 (iF594) è un anticorpo indipendente dalla specie per applicazioni DB ed ELISA. Riconosce specificamente il colorante Ifluor 594, rappresentando uno strumento essenziale per il rilevamento di coloranti fluorescenti negli immunodosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio Ifluor 594/ABflo 594
Note/alias	iF594
Specie	Indipendente dalla specie
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a Ifluor 594
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Con borsa del ghiaccio