


Anticorpo Monoclonale Coniglio Ifn-Beta Per Wb, Elisa - P01575

Numero articolo: CM0007131



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro IFN-beta di topo, adatto per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. IFN-beta è una citochina chiave dell'immunità innata con funzioni antivirali e immunoregulatorie. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFN-beta mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3456
GeneID	15977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 di IFN-beta di topo (NP_034640.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01575
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio