

Ifn Gamma Rabbit Polymab® Per Wb Ed Elisa - P01579 / P01581

Numero articolo: CM0005598



introduzione

IFN gamma Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581), un anticorpo monoclonale che rileva l'interferone gamma umano e del ratto tramite WB ed ELISA. Ideale per studi di ricerca immunologici e sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IFN gamma Rabbit PolymAb®
Note/Sinonimi	If2f; IFNG2
Specie	Umano/Ratto
GeneID (Umano)	3458
GeneID	3458/25712
Immunogeno	Proteina ricombinante di IFN gamma umano/del ratto
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P01579/P01581
Peso Molecolare Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca refrigerante