

Ifnar2 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48551

Numero articolo: CM0019734



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a IFNAR2 umano (IFNARB, IFNABR) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interferone di tipo I e dell'attivazione della via JAK-STAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFNAR2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3455
GeneID	3455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-243 di IFNAR2 umano (NP_997468.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48551
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio