

Anticorpo Policlonale Coniglio Ifnar2 (Validato Ko) - [Validato Ko] Ifnar2 Pab Coniglio

Numero articolo: CM0023765

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a IFNAR2 umano (IFN-R, IFNABR, IFNARB). Validato in modelli Knockout (KO). Adatto per applicazioni Western Blot (WB) ed ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'interferone e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] IFNAR2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
Specie	Umano
Gene ID	3455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-243 di IFNAR2 umano (NP_997468.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
Peso proteico	27kDa/37kDa/57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio