

Igf2Bp1/Imp1 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nzi8

Numero articolo: CM0011016



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante mirato a IGF2BP1/IMP1 umano (Q9Nzi8). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto di mRNA, la regolazione della traduzione e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGF2BP1/IMP1 mAb di coniglio
Note/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10642
GeneID	10642
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 101-200 di IGF2BP1/IMP1 umano (NP_006537.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Nzi8
Peso proteico	49 kDa/63 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio