

Igf2Bp3 Anticorpo Policlonale Di Coniglio (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - O00425

Numero articolo: CM0026782



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IGF2BP3 (IMP3) umano. Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso il topo. Utile per lo studio del trasporto, della stabilità dell'mRNA e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGF2BP3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Specie	Uomo
ID Gene	10643
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-579 di IGF2BP3 umano (NP_006538.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	O00425
Peso Proteico	64 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio