

Igfbp1 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P08833

Numero articolo: CM0026575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano IGFBP1; validato per applicazioni WB ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per investigare le vie mediate da IGF, la migrazione cellulare e la regolazione apoptotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGFBP1 Coniglio pAb
Note/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3484
Gene ID	3484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 81-259 dell'IGFBP1 umano (NP_000587.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08833
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio