

Igfbp5 Rabbit Pab - P24593

Numero articolo: CM0016622



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IGFBP5 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva IGFBP5 di uomo, topo e ratto, un regolatore chiave della segnalazione IGF e della produzione di ECM. Ideale per la ricerca in oncologia e biologia ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IGFBP5 Rabbit pAb
Note/Alias	IBP5; IGFBP5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3488
ID Gene	3488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-167 dell'IGFBP5 umano (NP_000590.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24593
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico