

Anticorpo Policlonale Coniglio Ikb-Z Per Ihc-P, Elisa - Q9Byh8

Numero articolo: CM0021161



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting Ikb- ζ umano (NFKBIZ), validato per IHC-P/ELISA con reattività crociata del mouse. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-kappa-B e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ikb- ζ Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikb-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Specie	umano
GeneID (Umano)	64332
GeneID	64332
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Ikb- ζ umano (NP_113607.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9BYH8
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio