

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ikk α Per Wb, Elisa - O15111

Numero articolo: CM0002604



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IKK α validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e murini. L'immunogeno corrisponde al peptide N-terminale; peso molecolare atteso 85kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IKK α
Note/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKBKA; IKK-alpha; IKK α
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1147
GeneID	1147
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'IKK α umano (NP_001269.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	O15111
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio