


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Ikk β Per If/Icc E Elisa - O14920

Numero articolo: CM0002427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IKK β di alta qualità (O14920) per applicazioni IF/ICC e ELISA. Mira all'IKK β umano, una chinasi chiave nella segnalazione di NF- κ B. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	IKK β Rabbit mAb
Note/Alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3551
GeneID	3551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-756 dell'IKK β umano (O14920)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14920
Peso proteico	29-87 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio