

Mab Di Coniglio Anti-IL-1 Alfa - P01582

Numero articolo: CM0006454

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro l'IL-1 alfa murina, adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio dell'infiammazione, della segnalazione delle citochine e delle risposte immunitarie innate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-1 alfa
Note/Alias	IL-1a; IL-1 alfa
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3552
ID del gene (murino)	16175
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01582
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante