


Pab Di Coniglio Anti-IL-1 Alfa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01583

Numero articolo: CM0015903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL-1 alfa umano (31 kDa), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'infiammazione, dell'immunità innata e della segnalazione delle alarmine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IL-1 alfa
Note/alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alfa
Specie	Umano
GeneID (umano)	3552
GeneID	3552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 113-267 di IL-1 alfa umano (NP_000566.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01583
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante