

Pab Di Coniglio Anti-IL10 Per Wb E Elisa - P18893

Numero articolo: CM0020855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IL-10 di topo validato per WB e ELISA. Riconosce l'IL-10 di topo, una citochina chiave anti-infiammatoria. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-IL10
Note / Alias	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Specie	Topo
GeneID (umano)	3586
GeneID	16153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-178 dell'IL10 di topo (NP_034678.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18893
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio