

IL13 Rabbit Pab - P35225

Numero articolo: CM0022060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL-13 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Adatto per lo studio dell'infiammazione allergica e delle risposte immunitarie Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL13 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P600; IL-13; IL13
Specie	Umano
GeneID (umano)	3596
GeneID	3596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-146 di IL-13 umano (NP_002179.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P35225
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio