


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL17A Per Ihc-P Ed Elisa - Q16552

Numero articolo: CM0002197



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'IL17A umana (CTLA-8, 18kDa), validato per IHC-P ed ELISA. Riconosce l'IL17A umana. Ideale per studiare le risposte infiammatorie, la difesa antimicrobica e l'immunità mediata da Th17.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-IL17A
Note/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Specie	Umano
ID Gene	3605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-155 dell'IL17A umana (NP_002181.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16552
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca refrigerante