


Anticorpo Policlonale Coniglio IL17A - Q16552

Numero articolo: CM0016457



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio IL17A per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva IL-17A umano, di topo e ratto. Ideale per studiare l'infiammazione mediata da Th17, la difesa antimicrobica e l'integrità della barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL17A pAb coniglio
Note/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Specie	Uomo
ID gene	3605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-155 dell'IL17A umano (NP_002181.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16552
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio