


Anticorpo Monoclonale Coniglio IL18 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14116

Numero articolo: CM0006418



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro IL18 umano (Interleuchina-18). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità delle cellule Th1/NK e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL18 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3606
GeneID	3606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 di IL18 umano (NP_001553.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14116
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio