


IL21R Rabbit Pab - Q9Hbe5

Numero articolo: CM0026737



introduzione

IL21R Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di alta qualità per WB ed ELISA, che rileva il recettore dell'interleuchina-21 (CD360) umano e murino. Ideale per la biologia linfoide e la ricerca sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL21R Rabbit pAb
Note/Alias	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	50615
ID Gene	50615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 dell'IL21R umano (NP_851565.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9HBE5
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio