


Anticorpo Policlonale IL4 Per Coniglio Per Wb, Elisa - P05112

Numero articolo: CM0017626



introduzione

Anticorpo policlonale per coniglio di alta qualità specifico per IL-4 (Interleuchina-4) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione immunitaria e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Specie	Umana
GeneID	3565 (Umana)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della IL4 umana (NP_000580.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P05112
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio