


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

Numero articolo: CM0026411



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro IL4 umana, validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulle citochine, l'attivazione delle cellule B e gli studi sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL4 Coniglio pAb
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3565
GeneID	3565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-153 di IL4 umana (NP_000580.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio