


IL4 Rabbit Polymab® Per Wb, Elisa - P05112 / P07750

Numero articolo: CM0006937



introduzione

IL4 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale di coniglio validato per WB ed ELISA. Riconosce IL4 umano e di topo, con un peso previsto di 17 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione delle citochine, regolazione immunitaria e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL4 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	3565
GeneID	3565/16189
Immunogeno	Proteina ricombinante di IL4 umano/topo.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P05112/P07750
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio