


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inmt Per Wb, If/Icc, Elisa - O95050

Numero articolo: CM0014835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'indoletilamina N-metiltransferasi (INMT) per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni umani e murini, rileva una banda di 29 kDa. Ideale per studi sulla metilazione e la detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INMT pAb di coniglio
Note/Alias	TEMT; INMT
Specie	Umano
ID genico (umano)	11185
ID genico	11185
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 di INMT umano (NP_006765.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O95050
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante