

Inos Rabbit Pab - P35228

Numero articolo: CM0013339



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting iNOS (NOS2) umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. 131kDa. Ideale per studi sull'infiammazione e sulla segnalazione del NO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	iNOS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4843
Gene ID	4843
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 948-1153 della iNOS umana (NP_000616.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35228
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio