

Anticorpo Policlonale Inpp1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - O15357

Numero articolo: CM0013309



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio INPPL1 (SHIP2) convalidato per WB e ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Mirare alla fosfatasi fosfatidilinositolo SHIP2, un regolatore chiave della segnalazione PI3K, per la ricerca metabolica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INPPL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OPSM; SHIP2; INPPL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-310 di INPPL1 umano (NP_001558.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15357
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio