

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Insrr Per Wb, Elisa - P14616

Numero articolo: CM0017739



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting INSRR (IRR) umano per Western blot e ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. La proteina correlata al recettore dell'insulina agisce come un recettore tirosin-chinasico sensibile al pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INSRR pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IRR; INSRR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3645
GeneID	3645
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 747-921 di INSRR umano (NP_055030.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P14616
Peso proteico	144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio