


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Insulina Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01308

Numero articolo: CM0019526



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro l'insulina umana (SWISS P01308), adatto per applicazioni di Western blot, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto, supportando la ricerca sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Insulina, pAb di coniglio
Note/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulina
Specie	Uomo
ID gene (umano)	3630
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 dell'INS umano (NP_000198.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01308
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante