

Anticorpo Monoclonale Coniglio Ilk Legato All'integrina Per Wb, Elisa - Q13418

Numero articolo: CM0007837



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting dell'ILK legato all'integrina umana (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Validato per WB ed ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto. Rileva una proteina scaffold di 51 kDa critica per la segnalazione delle integrine e la dinamica delle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ILK legato all'integrina mAb coniglio
Note/Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK legato all'integrina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3611
Gene ID	3611
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 350-452 dell'ILK legato all'integrina umana (Q13418).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13418
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio