

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ip3R Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14643

Numero articolo: CM0012402

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IP3R umano (ITPR1). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Bersaglia un canale del calcio coinvolto nella segnalazione del calcio intracellulare e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IP3R mAb di coniglio
Note/alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Specie	Umana
GeneID (umano)	3708
GeneID	3708
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2200-2300 dell'IP3R umano (Q14643).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q14643
Peso della proteina	314 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio