

Ipo11 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Ui26

Numero articolo: CM0015976

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IPO11 convalidato per WB e ELISA in uomo e topo. Bersaglia l'Importina-11, un recettore di trasporto nucleare coinvolto nell'importazione proteina dipendente da Ran. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IPO11 pAb di coniglio
Note/Alias	RanBP11; IPO11
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	51194
GenelD	51194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 776-975 di IPO11 umana (NP_057422.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Ui26
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio