


Anticorpo Policlonale Coniglio Irak3 Per Wb Ed Elisa - Q9Y616

Numero articolo: CM0013864



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio IRAK3 validato per WB ed ELISA. Rileva IRAK3 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare le vie di segnalazione del recettore IL-1 e dei recettori Toll-like. - Q9Y616

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRAK3 Rabbit pAb
Note/Alias	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11213
GeneID	11213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-596 di IRAK3 umano (NP_009130.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y616
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio