


Anticorpo Policlonale Coniglio Isg15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05161

Numero articolo: CM0013107



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ISG15 validato per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani e di ratto. La proteina simile all'ubiquitina ISG15 svolge ruoli chiave nell'immunità antivirale innata e nell'ISGilazione. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ISG15 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; UCRP umano; ISG15
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9636
ID Gene	9636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 dell'ISG15 umano (NP_005092.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P05161
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio