

Anticorpo Policlonale Coniglio Itgb3 Per Wb, Fc, Elisa - P05106

Numero articolo: CM0024490



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ITGB3 validato per WB, FC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. L'integrina beta-3 (CD61) è essenziale per l'aggregazione piastrinica e l'adesione cellulare. Adatto per la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITGB3 Rabbit pAb
Note/Alias	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; integrin beta-3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-718 di ITGB3 umano (NP_000203.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05106
Peso proteico	86kDa/87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio