

Itpk1 Coniglio Pab - Q13572

Numero articolo: CM0025819



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ITPK1 umano, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare il metabolismo dei fosfati di inositolo, l'apoptosi e la necroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITPK1 Coniglio pAb
Note/Alias	ITRPK1; ITPK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3705
ID Gene	3705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 185-414 di ITPK1 umano (NP_055031.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13572
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio