

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Per Wb Ed Elisa - Q92905

Numero articolo: CM0022270



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JAB1/CSN5/COPS5 umano (subunità 5 del signalosoma COP9). Validato per WB ed ELISA; reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Consente lo studio delle vie di coniugazione dell'ubiquitina e di deneddilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JAB1/CSN5/COP55 pAb di coniglio
Note/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COP55
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	10987
ID del gene	10987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di JAB1/CSN5/COP55 umano (NP_006828.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q92905
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante