

Jak2 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0016063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la JAK2 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione JAK/STAT e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JAK2 pAb di coniglio
Note/Alias	JTK10; JAK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 933-1132 della JAK2 umana (NP_004963.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60674
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio