


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Jnk3 Per Wb E Elisa - P53779

Numero articolo: CM0003495



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia JNK3/MAPK10, convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi su segnalazione attivata da stress, apoptosi neuronale e ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JNK3 Rabbit mAb
Note/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5602
ID gene	5602
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della MAPK10 umana (P53779).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53779
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio