

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Poliubiquitina Specifica Per Il Legame K48 Per Wb, Dot Blot, Elisa

Numero articolo: CM0000033

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la poliubiquitina con legame K48, adatto per Western blot, dot blot ed ELISA. Si prevede che reagisca con uomo, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Utile per studi sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-poliubiquitina specifica per il legame K48
ID Gene (Umano)	7314
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente proteina poliubiquitinata (legame K48).
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (ampia gamma prevista)
Spedizione	Borsa di ghiaccio