

Anticorpo Monoclonale Coniglio Ubiquitina Specifico Per Legame K48 - P0Cg47

Numero articolo: CM0005308



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva specificamente le catene di poliubiquitina legate K48 in campioni umani. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Peso proteico target ~26kDa (UniProt P0CG47).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Ubiquitina specifico per legame K48
Note/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina specifica per legame K48
Specie	Umano
Gene ID	7314
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente la proteina Ubiquitina (legame K48)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P0CG47
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio