

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Poliubiquitina Specifico Per Legame K6 (Pab) | Wb, Db, Elisa Per Studi Sulla Via Della Ubiquitinazione

Numero articolo: CM0000048

### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per catene di poliubiquitina legate a K6. Convalidato per Western blot, dot blot e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la rilevazione specifica del legame di ubiquitina nello sviluppo e nella ricerca di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb rabbit anti-poliubiquitina specifico per legame K6                                           |
| GeneID (Umano)      | 7314                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente proteina poliubiquitinata (legame K6) |
| Origine             | Rabbit                                                                                           |
| Categoria           | Altri anticorpi modificati                                                                       |
| Applicazione        | WB, DB, ELISA                                                                                    |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                      |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                |