

Kbtbd3 Coniglio Pab - Np_081238.2

Numero articolo: CM0023149

introduzione

KBTBD3 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro un frammento ricombinante del KBTBD3 di topo. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso l'umano. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KBTBD3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	143879
ID Gene (Topo)	69149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-607 del KBTBD3 di topo (NP_081238.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio