

Kbtbd7 Rabbit Pab - Q8Wvz9

Numero articolo: CM0027819

introduzione

KBTBD7 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB e ELISA, mirato al KBTBD7 umano con reattività crociata verso il topo e il ratto. Indaga la segnalazione RAC1, l'ubiquitinazione e la regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KBTBD7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KBTBD7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84078
Gene ID	84078
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 475-684 del KBTBD7 umano (NP_115514.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8WVZ9
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio