

Kcnj3 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P48549

Numero articolo: CM0027722

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KCNJ3 umano (GIRK1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dei canali del potassio rettificatori in entrata attivati dalle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNJ3 Coniglio pAb
Note/Alias	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Specie	Umano
GeneID (umano)	3760
GeneID	3760
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di KCNJ3 umano (NP_002230.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48549
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio