


Anticorpo Policlonale Kcnk9 (Coniglio) Per Wb, Elisa - Q9Npc2

Numero articolo: CM0029373



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KCNK9 di alta qualità per Western blot e ELISA. Reagisce con KCNK9 umano, di topo e di ratto, un canale del potassio sensibile al pH coinvolto nell'eccitabilità neuronale e nella regolazione ormonale. Ideale per studi di neuroscienza e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNK9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51305
GeneID	51305
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di KCNK9 umano (NP_001269463.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPC2
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio