


Kcnmb2 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y691

Numero articolo: CM0016967



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit KCNMB2 validato per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo e ratto. Bersaglia la subunità beta-2 del canale BK, modulando l'inattivazione del canale del potassio KCNMA1. Adatto per la ricerca sui canali ionici nei tessuti neurologici e renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNMB2 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	KCNMB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10242
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-194 della KCNMB2 umana (NP_005823.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y691
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio